

BRESSER® **MM-23**


Fluorescence ring light with dimmer
Fluorescentie ringlicht met dimmer
Fluoreszenz-Ringleuchte mit Dimmer

Art. No. F001428



GB INSTRUCTION MANUAL
NL HANDLEIDING
DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Fig. 1



**GB INSTRUCTION MANUAL****GENERAL WARNINGS****⚠ DANGER OF BODILY INJURY!**

Do not use in the presence of children or animals. Store out of reach of children and animals.

Allow the unit to cool down for some time before touching it. During operation, individual components may generate a lot of heat. Touching it can then lead to painful skin burns!

⚠ RISK OF MATERIAL DAMAGE!

Make sure that no one can trip over connection cables of the device. The device could be knocked over.

Do not expose the device to moisture. Moisture penetrating the interior can cause irreparable damage to the electronics.

Do not subject the device to excessive vibrations.

The manufacturer accepts no liability for damage to property caused by improper or insufficiently safe installation!

⚠ DANGER OF AN ELECTRIC SHOCK!

This device contains electronic parts that are powered by a power source (power adapter). Only use the device as described in the manual. Otherwise, you run the DANGER of an ELECTRIC SHOCK.

Never bend, squeeze or pull power cables, connecting cables, extensions or connectors. Protect cables from sharp edges and heat. Check this device, cables and connections for damage before use. Never attempt to operate a damaged device, or a device with damaged electrical parts! Damaged parts must be replaced immediately by an authorized service agent.

Operate the device only in a completely dry environment and do not touch the device with wet or damp body parts.

⚠ RISK OF GLARE!

Make sure that people and animals do not look into the light. The high luminosity can cause glare to the eyes and afterimages. This impairment of vision can lead to accidents.

⚠ FIRE/EXPLOSION HAZARD!

Always place the device in such a way that it cannot tip over and ensure that it is stored in a reasonably safe place.

• Keep children and animals away from the device! They could knock the device over.

- Make sure that no one can trip over connection cables. The device could be knocked over.
- Do not expose the device to high temperatures. Do not short-circuit the device or dispose of in fire! Excessive heat and improper handling can cause short circuits, fires and even explosions!
- Never cover ventilation slots - not even for a short time! Heat build-up can cause fires.

! IMPORTANT NOTE!

Do not disassemble the device! In the event of a defect, please contact your dealer. They will contact the Service Center and can arrange the return of this device for repair if necessary.

Disconnect the power supply by pulling the mains plug when the appliance is not in use, in case of a longer interruption of operation and before any maintenance and cleaning work.

Place your device so that it can be disconnected from the power supply at any time. The power outlet should always be near your appliance and should be easily accessible, as the plug of the power cord serves as a disconnect device from the mains supply. To disconnect the unit from the mains, always pull the mains plug and never pull the cable!

**WARRANTY**

www.bresser.de/warranty_terms

PARTS OVERVIEW (Fig. 1)

- ❶ Semi-transparent cover (four-part, removable) ❷ Illuminant, ring-shaped¹
❸ Euro power plug ❹ Tilt head ❺ Knurled screw (tripod connection) ❻
Tripod connection ❼ Knurled screw (tilt head)
❽ Connection preparation for camera mount* ❾ Lamp housing ❿
Function lights ⓫ On/Off/Dimmerknob ⓬ Ventilation slots

SCOPE OF DELIVERY (Fig. 1)

Ring light with tilt head and power cord/plug (1x)(A), bag (1x)(B)

PUTTING THE RING LIGHT INTO OPERATION AND USING THE DIMMER

1. Insert the plug of the mains power cable into the wall socket.
2. Turn the on/off/dimmer knob (11) to the right until a slight click is heard. The light is on and glowing dimly.
3. Turn the on/off/dimmer knob to the right or left to continuously adjust the desired light intensity.

NOTE: Turning the control knob to the right increases the light intensity, turning it to the left decreases the light intensity. Depending on the light intensity set, one, two or three function lights come on.

4. To turn off the ring light, turn the on/off/dimmer control knob to the left until you hear a slight click. The lamp goes out.

MOUNTING THE RING LIGHT ON A TRIPOD*

IMPORTANT: Hold the ring light firmly during installation to prevent damage from falling.

NOTE: A suitable tripod* with spigot attachment* is required to use the ring light on a tripod.

1. Unscrew the knurled screw on the tripod connection (5) as far as possible so that the tripod connection (6) is exposed.
2. Place the ring light with the sativa connection (6) on the spigot attachment* of the tripod*.
3. Hand-tighten the knurled screw (5) again to securely mount the light on the stand* without wobbling.

TILTING THE RING LIGHT

IMPORTANT: Hold the ring light firmly while tilting to avoid damage from sudden flipping.

1. Loosen the knurled screw on the tilt head (7) so that the ring light can be tilted over the tilt head (4).
2. Move the ring light to the desired position and hand-tighten the knurled screw (7) again to securely fix the light.

CLEANING

Disconnect the power supply before cleaning! (switch off the device and pull out the mains plug)

Clean the device only on the outside with a dry cloth. To avoid damage to the electronics do not use cleaning fluids.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE A "Declaration of conformity" in accordance with the applicable directives and corresponding standards has been prepared by Bresser GmbH. This can be viewed at any time upon request at www.bresser.de/download/F001428/CE/F001428_CE.pdf

UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

CE A "declaration of conformity" in accordance with the applicable directives and corresponding standards has been prepared by Bresser UK Ltd. This can be viewed at any time at www.bresser.de/download/F001428/UKCA/F001428_UKCA.pdf

Bresser UK Ltd., Suite 3g, Eden House, The Industrial Estate, Edenbridge TN8 6HF, United Kingdom

TECHNICAL DATA

Model	F001428
Type	fluorescence ring light, dimmable
Housing colour	black
LED illuminant	fluorescence light tube, ring-shaped ¹
Power	75W ²
Light colour	5,500 K
Light output	approx. 300 lm
Power supply	220V, via mains cable/plug
Material	metal/plastic
Dimensions	inside diam: 37.5 cm outside diam.: 48.0 cm

¹The light source is permanently installed at the factory.

²Comparable to 375W for a conventional halogen lamp.

**GB GEBRUIKSAANWIJZING****ALGEMENE WAARSCHUWINGEN****⚠ GEVAAR OP LICHAAMELIJK LETSEL!**

Niet gebruiken in de aanwezigheid van kinderen of dieren. Bewaren buiten het bereik van kinderen en dieren.

Laat het toestel enige tijd afkoelen alvorens het aan te raken. Tijdens de werking kunnen afzonderlijke componenten veel warmte produceren. Het aanraken ervan kan dan leiden tot pijnlijke brandwonden!

⚠ GEVAAR VAN MATERIËLE SCHADE!

Zorg ervoor dat niemand over de aansluitkabels van het apparaat kan struikelen. Het apparaat kan omgestoten worden.

Stel het apparaat niet bloot aan vocht. Vocht dat het interieur binnendringt, kan onherstelbare schade toebrengen aan de elektronica.

Stel het apparaat niet bloot aan overmatige trillingen.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade die ontstaat door onjuiste of onveilige montage!

⚠ GEVAAR VAN EEN ELECTRISCHE SCHOK!

Dit apparaat bevat elektronische onderdelen die worden gevoed door een stroombron (netadapter). Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding. Anders loopt u het GEVAAR van een ELEKTRISCHE SCHOK.

Buig, knijp of trek nooit aan voedingskabels, aansluitkabels, verlengstukken of connectoren. Bescherm de kabels tegen scherpe randen en hitte.

Controleer dit apparaat, de kabels en de aansluitingen voor gebruik op beschadigingen.

Gebruik nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigde elektrische onderdelen! Beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen door een geautoriseerde servicemedewerker.

Bedien het apparaat alleen in een volledig droge omgeving en raak het apparaat niet aan met natte of vochtige lichaamsdelen.

⚠ RISICO OP VERBLINDING!

Zorg ervoor dat mensen en dieren niet in het licht kijken. De hoge lichtsterkte kan verblinding van de ogen en nabeelden veroorzaken. Deze verslechtering van het gezichtsvermogen kan leiden tot ongelukken.

⚠ GEVAAR VOOR BRAND EN EXPLOSIE!

Plaats het apparaat altijd zo dat het niet kan kantelen en zorg ervoor dat het op een redelijk veilige plaats wordt opgeborgen.

- Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat! Je zou het apparaat kunnen omverwerpen.
- Zorg ervoor dat niemand over de aansluitkabels van het apparaat kan struikelen. Het apparaat kan omgestoten worden.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Geen kortsluiting veroorzaken of het apparaat in het vuur werpen! Overmatige hitte en onjuist gebruik kunnen kortsluiting, brand en zelfs explosies veroorzaken!
- Nooit ventilatiesleuven afdekken - ook niet voor korte tijd! Warmteontwikkeling kan brand veroorzaken.

! BELANGRIJKE OPMERKING!

Demonteer het apparaat niet! Neem in geval van een defect contact op met uw dealer. Zij nemen contact op met het Service Center en kunnen indien nodig de terugzending van dit apparaat voor reparatie regelen.

Schakel de stroomtoevoer uit door de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer het apparaat niet in gebruik is, in geval van een langere onderbreking van de werking en vóór alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.

Plaats uw apparaat zo dat het te allen tijde van de stroomtoevoer kan worden losgekoppeld. Het stopcontact moet altijd in de buurt van uw apparaat zijn en moet gemakkelijk bereikbaar zijn, omdat de stekker van het netsnoer dient als een losgekoppeld apparaat van het elektriciteitsnet.

Om de stroomtoevoer naar het apparaat te verbreken, altijd aan de netstekker trekken en nooit aan het snoer!

**GARANTIE**

www.bresser.de/warranty_terms

OVERZICHT ONDERDELEN (Afb. 1)

- ❶ Semi-transparante afdekking (vierdelig, verwijderbaar)
- ❷ Verlichtingsmiddel, ringvormig¹
- ❸ Euro-voedingsstekker
- ❹ Kantelkop
- ❺ Kartelschroef (statiefaansluiting)
- ❻ Statiefaansluiting
- ❼ Kartelschroef (kantelkop)
- ❽ Aansluitvoorbereiding voor camerabevestiging*
- ❾ Lampbehuizing
- ❿ Functie lampjes
- ⓫ Aan/Uit/Dimmerknop
- ⓬ Ventilatiesleuven

LEVERINGSOMVANG (Afb. 1)

Ringlicht met kantelbare kop en netsnoer/stekker (1x)(A), tas (1x)(B)

INGEBRUIKNEMING VAN DE RINGVERLICHTING EN GEBRUIK VAN DE DIMMER

1. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
2. Draai de aan/uit/dimmer knop (11) naar rechts totdat een lichte klik hoorbaar is. Het licht is aan en brand zwak.
3. Draai de aan/uit/dimmer knop naar rechts of links om de gewenste lichtintensiteit traploos in te stellen.

OPMERKING: Door de regelknop naar rechts te draaien wordt de lichtintensiteit verhoogd, door de knop naar links te draaien wordt de lichtintensiteit verlaagd. Afhankelijk van de ingestelde lichtintensiteit gaan één, twee of drie functielampjes branden.

4. Om de ringverlichting uit te schakelen, draait u de aan/uit/dimmer regelknop naar links totdat u een lichte klik hoort. De lamp gaat uit.

MONTAGE VAN DE RING-VERLICHTING OP EEN STATIEF*

BELANGRIJK: Houd de ringverlichting tijdens de installatie stevig vast om schade door vallen te voorkomen.

OPMERKING: Een geschikt statief* met spigotbevestiging* is vereist om de ringverlichting op een statief te gebruiken.

1. Draai de kartelschroef op de statiefaansluiting (5) zo ver mogelijk los, zodat de statiefaansluiting (6) bloot komt te liggen.
2. Plaats de ringverlichting met de statiefaansluiting (6) op de spigotbevestiging* van het statief*.
3. Draai de kartelschroef (5) weer met de hand vast om de lamp stevig en zonder wiebelen op de standaard* te bevestigen.

KANTELEN VAN DE RING-VERLICHTING

BELANGRIJK: Houd de ringverlichting tijdens het kantelen stevig vast om schade door plotseling kantelen te voorkomen.

1. Draai de kartelschroef op de kantelkop (7) los, zodat de ringverlichting over de kantelkop (4) kan worden gekanteld.
2. Zet de ringverlichting in de gewenste positie en draai de kartelschroef (7) weer met de hand vast om de verlichting stevig vast te zetten.

REINIGING

Onderbreek de stroomvoorziening voordat u het apparaat reinigt! (apparaat uitschakelen en netstekker eruit trekken)

Reinig het apparaat alleen aan de buitenkant met een droge doek. Gebruik geen reinigingsvloeistof om schade aan de elektronica te voorkomen.

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

CE Een "Verklaring van Overeenstemming" in overeenstemming met de van toepassing zijnde richtlijnen en overeenkomstige normen is opgesteld door Bresser GmbH. Deze kan op verzoek te allen tijde worden ingezien op www.bresser.de/download/F001428/CE/F001428_CE.pdf

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	F001428
Type	fluorescentie ringlicht, dimbaar
Kleur behuizing	zwart
Verlichting	fluorescentie lichtbuis, ringvormig ¹
Vermogen	75W ²
Lichte kleuren	5.500 K
Lichtopbrengst	ca. 300 lm
Stroomvoorziening	220V, via netsnoer/stekker
Materiaal	metaal/kunststof
Afmetingen	binnendiam.: 37,5 cm buitendiam.: 48,0 cm

¹De lichtbuis is vast geïnstalleerd in de fabriek.
²Vergelijkbaar met 375W voor een conventionele halogeenlamp.

*niet inbegrepen

**DE BEDIENUNGSANLEITUNG****ALLGEMEINE WARNHINWEISE****⚠ GEFAHR VON KÖRPERSCHÄDEN!**

Nicht in Gegenwart von Kleinkindern oder Tieren benutzen. Außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren lagern.

Das Gerät einige Zeit abkühlen lassen bevor Sie es anfassen. Während des Betriebs kann es an einzelnen Bauteilen zu einer starken Hitzeentwicklung kommen. Eine Berührung kann dann zu schmerzhaften Hautverbrennungen führen!

⚠ GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

Sorgen Sie dafür, dass niemand über Verbindungskabel des Geräts stolpern kann! Das Gerät könnte umgeworfen werden.

Das Gerät keiner Feuchtigkeit aussetzen. Durch ins Innere eindringende Feuchtigkeit kann die Elektronik irreparabel beschädigt werden.

Das Gerät keinen Erschütterungen aussetzen.

Für Sachschäden, die durch eine nicht sachgemäße oder nicht ausreichend sichere Montage verursacht werden, übernimmt der Hersteller keine Haftung!

⚠ GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!

Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Netzstecker) betrieben werden. Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung beschrieben, erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines STROMSCHLAGS!

Strom- und Verbindungskabel sowie Verlängerungen und Anschlussstücke niemals knicken, quetschen oder zerren. Schützen sie Kabel vor scharfen Kanten und Hitze.

Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel und Anschlüsse vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen.

Beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten stromführenden Teilen niemals in Betrieb nehmen! Beschädigte Teile müssen umgehend von einem autorisierten Service-Betrieb ausgetauscht werden.

Betreiben Sie das Gerät nur in vollkommen trockener Umgebung und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Körperteilen.

⚠ BLENDGEFAHR!

Sorgen Sie dafür, dass Menschen und Tiere nicht in die Leuchte blicken. Durch die hohe Leuchtkraft können die Augen geblendet werden und Nachbilder entstehen. Diese Beeinträchtigung des Sehvermögens kann zu Unfällen führen.

⚠ BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!

Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht umkippen kann, und für eine angemessene sichere Lagerung sorgen.

- Kinder und Tiere vom Gerät fernhalten! Sie könnten das Gerät umwerfen.
- Dafür sorgen, dass niemand über Verbindungskabel des Geräts stolpern kann. Das Gerät könnte umgeworfen werden.
- Das Gerät keinen hohen Temperaturen aussetzen. Gerät nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden.
- Lüftungsschlitze niemals – auch nicht kurzzeitig – abdecken! Durch Hitzestau können Brände entstehen.

! HINWEIS!

Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, im Falle einer längeren Betriebsunterbrechung sowie vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten, indem Sie den Netzstecker ziehen.

Platzieren Sie Ihr Gerät so, dass es jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann. Die Netzsteckdose sollte sich immer in der Nähe Ihres Geräts befinden und gut zugänglich sein, da der Stecker des Netzkabels als Trennvorrichtung zum Stromnetz dient.

Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer am Netzstecker und niemals am Kabel!

**GARANTIE**

www.bresser.de/garantiebedingungen

TEILEÜBERSICHT (Fig. 1)

❶ Halbtransparente Abdeckung (viertelig, abnehmbar) ❷ Leuchtmittel, ringförmig¹ ❸ Euro-Netzstecker ❹ Neigekopf ❺ Rändelschraube (Stativanschluss) ❻ Stativanschluss ❼ Rändelschraube (Neigekopf) Ⓜ Anschlussvorbereitung für Kamera-Halterung* Ⓟ Lampengehäuse Ⓠ Funktionsleuchten Ⓡ Ein/Aus/Dimmer-Drehregler Ⓢ Lüftungsschlitze

LIEFERUMFANG (Fig. 1)

Ringleuchte mit Neigekopf und Netzkabel/-stecker (1x)(A), Tasche (1x)(B)

RINGLEUCHE IN BETRIEB NEHMEN UND DIMMER VERWENDEN

1. Den Euro-Netzstecker (3) des Netzkabels in die Steckdose stecken.
2. Den Ein/Aus/Dimmer-Drehregler (11) nach rechts drehen bis ein leichtes Klicken zu hören ist. Die Leuchte ist eingeschaltet und leuchtet schwach.
3. Den Ein/Aus/Dimmer-Drehregler nach rechts oder links drehen, um die gewünschte Lichtstärke stufenlos einzustellen.

HINWEIS: Das Drehen des Drehreglers nach rechts bewirkt eine Erhöhung der Lichtstärke, durch das Drehen nach links wird die Lichtstärke verringert. Abhängig von der eingestellten Lichtstärke leuchten eine, zwei oder drei Funktionsleuchten auf.

4. Um die Ringleuchte auszuschalten, den Ein/Aus/Dimmer-Drehregler so weit nach links drehen bis ein leichtes Klicken zu hören ist. Die Lampe erlischt.

RINGLEUCHE AUF EINEM STATIV* MONTIEREN

WICHTIG: Während der Montage die Ringleuchte gut festhalten, um eine Beschädigung durch Herabfallen zu vermeiden.

HINWEIS: Für die Verwendung der Ringleuchte auf einem Stativ ist ein geeignetes Stativ* mit Spigot-Aufsatz* erforderlich.

1. Die Rändelschraube am Stativanschluss (5) so weit wie möglich herausdrehen, so dass der Stativanschluss (6) freigelegt ist.
2. Die Ringleuchte mit dem Stativanschluss (6) auf den Spigot-Aufsatz* des Stativs* setzen.
3. Die Rändelschraube (5) wieder handfest anziehen, um die Leuchte wackelfrei und sicher auf dem Stativ* zu befestigen.

RINGLEUCHE NEIGEN

WICHTIG: Während dem Neigen die Ringleuchte gut festhalten, um eine Beschädigung durch plötzliches Umschlagen zu vermeiden.

1. Die Rändelschraube am Neigekopf (7) lösen, so dass sich die Ringleuchte über den Neigekopf (4) kippen lässt.
2. Die Ringleuchte in die gewünschte Position bewegen und die Rändelschraube (7) wieder handfest anziehen, um die Leuchte sicher zu fixieren.

REINIGUNG

Vor der Reinigung die Stromzufuhr unterbrechen! (Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen)

Das Gerät nur äußerlich mit einem trocken Tuch reinigen. Keine Reinigungsflüssigkeiten verwenden, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann auf Anfrage jederzeit eingesehen werden unter www.bresser.de/download/F001428/CE/F001428_CE.pdf

TECHNISCHE DATEN

Modell	F001428
Typ	Fluoreszenz-Ringleuchte, dimmbar
Gehäusefarbe	schwarz
Leuchtmittel	Leuchtstoffröhre, ringförmig ¹
Leistung	75W ²
Lichtfarbe	5.500 K
Lichtertrag	ca. 300 lm
Spannungsversorgung	220V, über Netzkabel/-stecker
Material	Metall/Kunststoff
Abmessungen	Innendurchm.: 37,5 cm Außendurchm.: 48,0 cm

¹Das Leuchtmittel ist werkseitig fest verbaut.

²Vergleichbar mit 375W bei einer herkömmlichen Halogenlampe.

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd
Customer Support
Suite G3, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone:** 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Service après-vente
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

**Appel gratuit

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

e-mail: info@bresserbenelux.nl
Teléfono*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux B.V.
Klantenservice
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT


Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
Servicio al Cliente
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.





Contact

BRESSER Benelux B.V.
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen · Nederland

    @BresserEurope

